

Thevo by  
**Thomashilfen**



# ThevoMulti

Der Aktiv-Sessel  
erweitert ihren Lebensraum

# ThevoMulti – Der Aktiv-Sessel

## Selbständigkeit erhalten

## Mobilität erhöhen

*Der Sessel ermöglicht eine entspannte und zugleich aktive Teilhabe am täglichen Leben.  
Mehr Lebensqualität wird durch die komfortable 360° Drehfunktion erreicht und die integrierte Aufstehfunktion bedeutet für viele Menschen mehr Selbständigkeit.*



Der Aktiv-Sessel erweitert  
ihr Lebensumfeld

sicheres Aufstehen



Hinausschauen zum Fenster



Gespräch auf Esstischhöhe



Umdrehen zum Fernseher



Sitzen am Tisch



Blick zur Tür



*„Ich bin zwar sonst nicht so mobil, aber in meinem Sessel kann ich es stundenlang aushalten. Per Knopfdruck kann ich selbst entscheiden, ob ich aktiv am Geschehen teilnehmen möchte.“*



Liegen



Sitzen



Aufstehen



### **Dynamischer Rücken**

Die patientierte MiS Micro-Stimulation® stützt und bewegt zugleich. So werden Mobilität und Entspannung gefördert und die Körperwahrnehmung unterstützt.



### **Relax- und Aufstehfunktion**

Ob liegend oder aufrecht sitzend, um 10 cm erhöht oder stehend – schnell und einfach ist die gewünschte Position gefunden.



### **Einzigartige Drehfunktion**

Arretiert automatisch bei Nutzung der Aufstehfunktion. Ermöglicht eine aktive Teilnahme am Geschehen, ohne lästiges Umstellen des Sessels. Der Ausstieg muss nicht über den Hocker erfolgen – die Sturzgefahr wird reduziert.




### **Praktischer Handschalter mit Haltevorrichtung**

Liege- und Aufstehfunktion sind spielend einfach per Knopfdruck zu erreichen. Die praktische Haltevorrichtung bietet zusätzlich Platz für einen Getränkehalter oder eine Zeitung.



### **Hocker (Zubehör)**

Bei Verstellung des Rückens „schwingt“ die Auflagefläche des Hockers durch die aufgelegten Beine mit. Er passt sich so allen Bewegungen automatisch an.



### **Strapazierfähiger Stoff**

Abwaschbar, feuchtigkeitsabweisend und leicht zu reinigen. Zusätzliche Schonbezüge bieten bei erhöhter Beanspruchung einen erweiterten Schutz.

# Der Aktiv-Sessel, der ihren Lebensraum erweitert

- mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alltag
- die komfortable 360° Drehfunktion erweitert den Aktivitätsbereich
- optimale Unterstützung für ein sicheres Aufstehen
- MiS Micro-Stimulation® bildet die Basis für ein aktives und zugleich entspanntes Sitzen
- erfüllt höchste Qualitätsansprüche



Besuchen Sie uns auf [www.thevo.info](http://www.thevo.info)

ThevoMulti - Info-Telefon 0 47 61 / 886 77



**ThevoMulti - Aktiv-Sessel**  
Art.-Nr. 63920




**Schwing-Hocker**  
Art.-Nr. 63910



**Schonbezüge**  
Art.-Nr. 63913

## ThevoMulti - Bezug

Wahlweise kann **ThevoMulti** auch mit Schonbezügen genutzt werden



### Eigenschaften Bezugstoff:

- abwischbar
- feuchtigkeitsabweisend
- atmungsaktiv
- leicht zu reinigen



### Eigenschaften Schonbezug:

- per Wischdesinfektion zu reinigen
- abnehmbar
- bei 60° waschbar
- Tumbler geeignet

## ThevoMulti - Maße

Gesamtmaße (H x B)	119 x 73,5 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzbreite	55 cm
Sitzhöhe	48 - 54 cm
Winkel Sitzposition	103°
Winkel Ruheposition	131°
max. Belastbarkeit	140 kg
Trafo	230 V 50 Hz Wechselstrom

## Schwing - Hocker Maße (optional)

Höhe (max.)	41 cm
Breite	44 cm
Tiefe	44 cm



Sorgloser Lieferservice, schnell und bequem direkt in ihr Wohnzimmer.  
Unser geschultes Personal stellt **ThevoMulti** für sie auf.



Sie wünschen ein  
individuelles Angebot?

Rufen Sie uns an:

0 47 61 / 886 77

oder senden Sie eine E-Mail an:

[info@thomashilfen.de](mailto:info@thomashilfen.de)



Pflegewissenschaftliche  
Beratung durch

**IGAP**

Institut für Innovationen im  
Gesundheitswesen und  
angewandte Pflegeforschung e.V.



**Thomashilfen**

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde · Germany

Telefon 0 47 61 / 886-77

Fax: 0 47 61 / 886-19 · [www.thevo.info](http://www.thevo.info)